

Sezioni

Concavità

Profondità

Rx

Luce

Ruota

Piani

Estendi

Azioni

Reset 3D

Export

spine 3D

Spine 3D je inovatívny optoelektronický systém trojrozmernej detekcie chrbtice a chrbta, ktorý je úplne neinvazívny a umožňuje presné hodnotenie posturálnych zmien.

Teraz je integrovaný s baropodometrickou platformou FreeMed 4040.

To najlepšie z oboch svetov.



Spoločnosť s certifikátom systému riadenia kvality N ° 50 100 16690





Spine 3D™ MAT+

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PHYSICAL DATA

- Rozmery: 165x63x76 cm
- Hmotnosť: 47 kg
- Rozmery: 173x60 cm
- Hmotnosť: 47 kg

ELECTRICAL DATA

- Napájanie: 100-240V, 50/60 Hz

TECHNICAL FEATURES

- Hliníková konštrukcia
 - Motorizovaný stĺpik s joystickom
 - Dotykový displej 27"
 - Uznesenie: 1080x1920
 - Formát: 9:16
 - 3D skener
 - Hĺbková technika: Čas letu (ToF)
 - Pracovný rozsah: od 1 do 2 m
- Funkcia rohože: 10.000/m'
odporové, pozlátené 24k senzory
s vodivou gumou; do 400 Hz
životnosť 1 000 000 cyklov

SOFTWARE

Hlavné údaje softvéru:

- Dĺžka, sklon a nerovnováha stĺpca pozdĺž koronálnej, sagitálnej a transverzálnej roviny
- Odchýlka a rotácia stavcov
- Krčná a bedrová šípka
- Hrubý uhol a hĺbka kyfózy
- Náklon a elevácia ramien a panvy

Integrácia softvéru tlakovej dosky:

- Maximálne a priemerné hodnoty tlaku na zadnú časť chodidla a prednú časť chodidla
- Koláčový graf rozloženia zaťaženia a povrchu
- Tlakový stred a simetrický index

A vďaka súprave freeMED BASE 4040 Kit", ktorá obsahuje FreeStep2.0

Platforma
FreeMed.

*voliteľné, k
dispozícii
samostatne



CERTIFICATIONS

