



**Elexeo**  
Zlepšenie kvality života

## Jednoduchý štart a rast vašej praxe

Začnite základnou jednotkou podľa vlastného výberu:

- Riadiaca jednotka elektroterapie na úľavu od bolesti, regeneráciu svalov a tkanív.
- Ultrazvukové kontrolné zariadenie pre muskuloskeletálne poruchy na zlepšenie funkčnosti a obnovu tkaniva.

váš systém veľmi jednoducho:

- Modul elektroterapie
- Modul ultrazvuku
- Modul Vaco
- Batériový modul



# Elexeo

## Modulárna terapeutická platforma

*Inovatívne, flexibilné a efektívne*



Vyžiadajte si ponuku na mieru alebo ukážku:

**MEDATECH spol. s r.o.** | 916 24 Horná Streda 821

Tel: 0948 339 740

**medatech**  
zdravotnícka technika

[www.medatech.sk](http://www.medatech.sk)

**gymna**



reddot design award

**gymna**



# Elexeo

## Podrobné informácie o moduloch

### Elexeo-Therapy

- Začnite s riadiacou jednotkou elektroterapie alebo ultrazvuku
- Používateľsky prívetivý 10-palcový farebný dotykový displej
- Anatomická knižnica a inštruktážne videá
- Automatická detekcia a konfigurácia pripojených modulov, napr:

### Modul elektroterapie

- Modul na úľavu od bolesti, regeneráciu svalov a tkanív
- Pracuje s TENS, NMES a mikroprúdom
- Dva nezávisle nastaviteľné liečebné kanály na súčasné použitie

### Ultrazvukový modul

- Podporuje obnovu tkaniva a obnovu funkcie pri poruchách pohybového aparátu
- Pomáha zmierniť bolesť a zlepšiť pohyblivosť
- Kombinuje konvenčný ultrazvuk s LIPUS pre široké terapeutické spektrum

### Modul Vaco

- Pohodlné a rýchle umiestnenie elektród
- Výkonný, tichý a účinný vákuový systém

### Batériový modul

- Plná mobilita s dlhou výdržou batérie
- Jednoduché pripojenie a odpojenie



## Prečo si fyzioterapeuti vyberajú Elexeo?

### ✓ Menej času na prípravu, viac času na ošetrovanie

Používateľsky prívetivý 10-palcový dotykový displej a moduly plug-and-play zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu. Ušetríte čas a sústreďte sa na pacienta, nie na zariadenie.

### ✓ Mobilná sloboda

Vďaka dobíjaciemu batériovému modulu môžete zariadenie Elexeo jednoducho vziať so sebou, keď sú vonku. ošetrovanie, napr. v športových kluboch alebo počas návštev v domácnostiach. Ponuka účinnej terapie všade.

### ✓ Všestranné metódy liečby

Jednoduché spojenie elektrolyčby a ultrazvuku v jednom zariadení. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov môžete okamžite prepínať medzi rôznymi metódami ošetrovania.

### ✓ Modulárny dizajn

Začnite s tým, čo potrebujete teraz, a jednoducho to rozšírite, keď Prax rastie.